

Il benessere è il nostro primo obiettivo.

Pharon Diatherm

PHARON DIATHERM

Dispositivo elettromedicale per la diatermia analgesica



04010 B.go Podgora LT ITALIA
Via Acque Alte, 23
Tel. +39 0773636100
Fax +39 0773636002
info@medisport.it
www.medisport.it

Livingston ADV



PHARON DIATHERM

Dispositivo elettromedicale per la diatermia analgesica

Dati Tecnici

Alimentazione: 230V; 50-60Hz
Assorbimento: 150VA Max
Frequenze di erogazione: da 372kHz a 695kHz
Dimensioni: 534 x 425 x 200 mm
Peso: 4,4 Kg
Classe I tipo BF
CE 0068/QPZ-DM/094-2001 Rev 8

Modalità di erogazione

Applicazione Resistiva: ipobasica, diabasica, iperbasica
Applicazione Capacitiva: megabasica e gigabasica
Applicazione Sequenziale: sequenza automatica c/dica

HUMAN HEALTH



RESISTIVO
PHARON DIATHERM
CAPACITIVO



PHARON DIATHERM. L'INNOVAZIONE MEDISPORT CONTINUA.

Medisport presenta **Pharon Diatherm**, un innovativo elettromedicale che permette applicazioni con diverse frequenze per ottimizzare il trattamento in modalità **MANUALE** e **AUTOMATICA-SEQUENZIALE**.

MODALITÀ MANUALE:

Possibilità di utilizzo in applicazione resistiva con tre frequenze: **IPOBASICA**, **DIABASICA** e **IPERBASICA**, che permettono di selezionare il target tissutale con maggiore precisione a seconda delle frequenze utilizzate. Possibilità di utilizzo in applicazione capacitiva con due frequenze diverse, **MEGABASICA** e **GIGABASICA**.

MODALITÀ AUTOMATICA:

Possibilità di funzionamento **AUTOMATICO** grazie

all'utilizzo della **MULTISEQUENZIALE** con elettrodi adesivi che, attraverso una energizzazione ciclica, replicano il movimento rototraslatorio dell'applicazione manuale.

Con questa modalità si ottiene:

- *Svincolo del terapeuta dall'applicazione manuale*
- *Sensazione da parte del paziente di una gradevole percezione del calore terapeutico che si irradia nelle zone corporee trattate ciclicamente.*
- *Effetto antidolorifico e terapeutico.*



Operatività

Un sistema di feedback automatico previene ogni tipo di impulso nel caso di distacco degli applicatori.

Sicurezza

La generazione del campo modale con attuazione resistiva capacitiva e sequenziale avviene in reiezione di fase compensativa.

High-Tech

Il rendimento di conversione è elevato. L'apparecchiatura utilizza cavi schermati e la scelta dei parametri è semplice e immediata.

La Terapia

L'applicazione di dispositivi tecnologicamente avanzati rende questo tipo di terapia altamente efficace; questa innovazione è fondata su numerose ricerche mediche.

Il benessere è il nostro primo obiettivo.

Pharon Diatherm

PHARON DIATHERM
Dispositivo elettromedicale per la diatermia analgesica

Il Massaggio

Al massaggio classico il terapeuta può associare il metodo Pharon Diatherm, rivitalizzando i tessuti danneggiati attraverso un processo iperemico, vascolarizzante e decontratturante.

La Riabilitazione

Gli effetti antalgico e termico di Pharon Diatherm, modulando i livelli di energia, consentono un veloce recupero sia in fase acuta che cronica.

Medicina dello Sport

È proprio in questo settore che Pharon Diatherm trova la sua massima efficacia. Aiuta a risolvere i traumi tendineo-muscolari connessi al sovraccarico articolare a cui è sottoposto l'atleta.

