

ENJOY **Sanity**
PREVENZIONE E DIFESA DALLE INFEZIONI

Enjoy Sanity è un sistema di disinfezione di nuovissima generazione e completamente automatico senza richiedere la presenza di un operatore. Il dispositivo Enjoy Sanity è un prodotto efficace per l'abbattimento della carica microbica.

Svolge un'azione biocida contro batteri gram + e gram -, contro funghi e muffe come l'Aspergillus niger e contro il batterio della Legionella.

Enjoy Sanity abbinato alla soluzione disinfettante Silver Clean è un Dispositivo Medico di classe IIa in accordo alla direttiva 93/42/CEE.

La soluzione disinfettante Silver Clean viene vaporizzata attraverso una piastra riscaldante ad una temperatura di 60° C circa e diffusa nell'ambiente sottoforma di vapore mediante una ventola.

La vaporizzazione per riscaldamento a 60°C del disinfettante Silver Clean determina una condizione ottimale dei principi attivi accelerando l'azione biocida del prodotto.

Enjoy Sanity è un dispositivo completamente automatico gestito da un software con 2 programmi preimpostati per la sanificazione:

P.1) Trattamento normale

P. 2) Trattamento intensivo

Caratteristiche tecniche:

Alimentazione elettrica: V 220 – Hz 50

Potenza max. assorbita: W 150

Porte seriali: una porta RS 232 – predisposizione per connessione 485

Peso: Kg. 7.00

Altezza: 85 cm

La struttura portante del Dispositivo Medico e le sue componenti esterne sono interamente in alluminio.

Composizione Silver Clean:

- perossido di idrogeno

- ioni d'argento

Tempi di erogazione e concentrazioni:

Volume (m ³)	10	20	30	60	90	120	180
Tempo di erogazione (minuti)	15	30	45	90	135	180	270
Consumo* (ml)	7,5	15,1	22,7	45,4	60,6	80,8	121,2