

S H O W
Y O U R
B O D Y
S O M E

Love

**PRESSIONE NEGATIVA
RISULTATO POSITIVO**

 **LYMPHATOUCH®**

CONFORTEVOLE & NON INVASIVO

Il trattamento LymphaTouch riduce il dolore, il gonfiore e lividi efficientemente prima e dopo l'intervento chirurgico. Favorisce il flusso linfatico e la circolazione sanguigna migliorando il naturale processo di guarigione del corpo. La combinazione unica di decompressione e alta frequenza di vibrazione permette un efficace trattamento del tessuto fibroso e delle cicatrici.

INDOLORE & RILASSANTE

Il trattamento viene eseguito direttamente sulla pelle, tramite coppette di varie dimensioni, per trattare delicatamente il paziente dalla testa ai piedi in tutta comodità.


” LymphaTouch® ha ridotto notevolmente la congestione dei tessuti, il gonfiore e l'infiammazione migliorando la qualità della vita e riducendo la cellulite

Justine Whitaker

Direttore e infermiere consulente della Northern Lymphology Ltd,
Professore a contratto presso l'Università centrale Lancashire,
Regno Unito

Per maggiori informazioni lymphatouch.com





COME FUNZIONA ?

Il trattamento LymphaTouch® fa la differenza sia per professionisti che per i pazienti. Sono stati registrati risultati eccellenti per allenire il gonfiore pre e post-operatorio, le cicatrici, la fibrosi fasciale, recupero attivo e gestione del dolore

LymphaTouch® espande e allunga la pelle e l'endotelio aprendo i capillari linfatici. Contemporaneamente, l'espansione della fascia crea nel tessuto connettivo lo spazio per favorire la circolazione sanguigna e il flusso linfatico.



” LymphaTouch®, ne è valsa decisamente la pena! Un anno dopo l'acquisto del dispositivo la mia azienda a triplicato le sue entrate e il numero di nuovi pazienti sono aumentati in modo significativo!

Leena Vallin

Infermiera, specialista nella gestione del dolore, linfoterapeuta e imprenditrice

3X

PIÙ EFFICIENTE DI UN
TRATTAMENTO MANUALE *

4X

PELLE PIÙ MORBIDA DI UN
TRATTAMENTO MANUALE *

6X

PIÙ CONVENIENTE **

1kg

DIMENSIONI RIDOTTE
SENZA COMPROMESSI

8H

UTILIZZO SENZA RICARICA

&

TRATTAMENTO COMPLETO



LymphaTouch® è il prodotto più versatile sul mercato.

Serve a trattare il gonfiore, l'adesione delle cicatrici e le restrizioni tissutali causate da interventi chirurgici.

Kathy McGinty

PTA, CLT, USA

* SOSTENUTO DA
STUDI CLINICI

** CONFRONTO CON
ALTRE MARCHE

MIGLIORARE IL RECUPERO



EFFICIENTE NEI TRATTAMENTI DELLE CICATRICI



CLINICAMENTE PROVATO IN
VARIE TIPOLOGIE DI PAZIENTI



SOSTIENE IL PROCESSO DI
GUARIGIONE NATURALE



MECCANISMO DI DECOMPRESSIONE
NON INVASIVO



ALLEVIA IL DOLORE,
SENZA NESSUN DISAGIO



SICURO E COMODO DA USARE



#NaturalHealing

#NonInvasive

#Painless

#Safe

#BodyShaping

#Versatile

#ShowYourBodySomeLove

FOLLOW UP!



@lymphatouch

CARATTERISTICHE UNICHE DI LYMPHATOUGH®



TREATTOUCH 100®

Manipolo di trattamento ergonomico e versatile



DURABAT

Per un uso giornaliero



APC

Pulsazione regolabile e controllo della pressione



INTELLITOUCH

Interfaccia utente touchscreen con programmi di trattamento integrati



SPECIFICHE TECNICHE

DIMENSIONI

19 x 10 x 11,5 cm

SCHERMO

LCD TFT: 4,3 pollici 800 x 480

REQUISITI ENERGETICI

Adattatore: 100-240 V CA, 50-60 Hz

Uscita: 15Vdc, 2A, 30 W.

COPPETTE TRATTAMENTO

10 mm, 35 mm, 50 mm,

60 mm, 80 mm

STANDARD

ISO 13485: 2016

IEC 60601-1

IEC 60601-1-11

BATTERIA

Ricaricabile agli ioni di litio LT-1200

10,8 V, 5,2 Ah, 56 Wh

PESO

1.1 kg

VIBRAZIONI AD ALTA FREQUENZA

Gamma di vibrazioni 20-90 Hz

NEGATIVO

REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE

Intervallo di pressione 20-250 mmHg,

possibilità di upgrade a 350 mmHg

FILTRI PER LE COPPETTE

Grado medico monouso

filtri aria per tazze di trattamento

CLASSIFICAZIONE

Dispositivo medico CE-MDD / 93 /

42 / CEE, Classe 2a, CSA C22.2,

FDA classe I esente, NRTL cert.

GARANZIA

2 anni

ESCLUSO batterie e accessori

