

ZT CLINIC

PIÙ FORTI, PIÙ IN FRETTA!



- CALDO/FREDDO
- TEMPERATURA
CONTROLLATA
- SHOCK
TERMICO



ZT CLINIC

È un metodo terapeutico non invasivo e non aggressivo che permette un rapido recupero. La caratteristica di **ZT CLINIC** è l'utilizzo controllato e temporizzato della **crioterapia e della termoterapia**.

I benefici della terapia **Freddo/Caldo** e **Caldo/Freddo** generata da **ZT CLINIC** sono molteplici:



- AZIONE ANALGESICA;
- AZIONE INIBITORIA SUI TRIGGER POINT;
- INCREMENTO DEL MICROCIRCOLO;
- EFFICACE GINNASTICA VASCOLARE;
- FACILITAZIONE DEL RECLUTAMENTO MUSCOLARE;
- RIDUZIONE DELLA STIFFNESS;
- RECOVERY;
- AUMENTO DEL FLUSSO SANGUIGNO LOCALE.

LA CRIOTERAPIA OGGI

- **Cubetti di ghiaccio tritato, gel, spray**
Ghiaccio in vasca da bagno, vasche di ghiaccio con acqua in circolazione
- **Nessun controllo della temperatura**



ZT CLINIC



ZT CLINIC permette di ottenere il miglior recupero dopo un infortunio o da patologie da sovraccarico funzionale, o in caso di riacutizzazioni algiche di patologie artrosiche, grazie al controllo della temperatura.

CURARE LE LESIONI



- FASE ACUTA
- FASE SUBACUTA
- RIABILITAZIONE

CURARE GLI ATLETI



- GESTIONE FASE ACUTA
- GESTIONE FASE CRONICA

RECOVERY SYSTEM



- RECUPERO DOPO FASE INTENSA DI LAVORO O DOPO UNA COMPETIZIONE/SFORZO INTENSO

CURA DELLE LESIONI

OGGI LA GESTIONE IMMEDIATA DEGLI INFORTUNI DA LESIONI MUSCOLARI È UNA PRIORITÀ

ZT CLINIC grazie al **controllo della temperatura** e lo shock termico permette di velocizzare i tempi di recupero in quanto i trattamenti sono personalizzabili per le varie fasi riabilitative: acute e sub-acute.

ZT CLINIC permette di modulare e **personalizzare i trattamenti** per ogni singolo paziente e di lavorare sulla zona da trattare grazie alle morbide fasce anatomiche, facilmente adattabili alla zona da trattare.

ZT CLINIC fornisce una serie di **programmi preimpostati** per diverse patologie che possono essere facilmente consultati attraverso il display touch screen.

ZT CLINIC VELOCIZZA I TEMPI DI RECUPERO.



È POSSIBILE MEMORIZZARE I TRATTAMENTI DI OGNI PAZIENTE IN MODO DA APPLICARE IL TRATTAMENTO IN MANIERA PUNTUALE.





CURA DEGLI ATLETI

I grandi atleti, che spesso compiono sforzi di grande intensità, hanno bisogno di recupero per essere sempre al meglio ed ottimizzare i propri sforzi.

Perché tutto ciò avvenga, il recupero muscolare è di vitale importanza.

La gestione delle fasi acuta e cronica è molto agevole grazie al perfetto **controllo della temperatura** e dei tempi di trattamento, in funzione della tipologia di trauma da curare.

ZT CLINIC
OGGI È LO STRUMENTO
PIÙ EFFICACE PER GLI ATLETI
CHE DESIDERANO
IL MASSIMO RECUPERO
DALLE PRESTAZIONI.

Nella fase acuta di una lesione la restrizione delle "navi" può essere indotta dal ghiaccio, che essendo un vasocostrittore diminuisce il flusso sanguigno.

ZT CLINIC
È IL SISTEMA PIÙ ADATTO
AL RECUPERO DOPO AVER
SPINTO IL PROPRIO CORPO
AL LIMITE.



RECOVERY SYSTEM

Il sistema **ZT CLINIC** a temperatura controllata ti aiuta a recuperare più velocemente la fatica tra un allenamento e l'altro.

ZT CLINIC permette di migliorare la performance sportiva e quindi ottenere risultati migliori.

Il programma di recupero fornito da **ZT CLINIC** è utile prima dell'allenamento, dopo una fase intensa di lavoro oppure dopo uno sforzo intenso come ad esempio una competizione.

ZT CLINIC, grazie alla **temperatura controllata** e alla personalizzazione del trattamento, permette di recuperare in tempi più rapidi sia che si tratti di un allenamento di routine che di una competizione di alto livello dove è d'obbligo dare il massimo.



GAMBE PIÙ
LEGGERE...

VAI PIÙ
FORTE!

ZT CLINIC

PERMETTE DI ALLENARSI PIÙ
DURAMENTE E DI OTTENERE
MIGLIORI RISULTATI.

ZT CLINIC:

ZT CLINIC MED/PRO & ZT CUBE

MODELLI E CARATTERISTICHE

- Dispositivo medico CE
- Sistema di raffreddamento senza Acqua o ghiaccio
- Temperatura da -5 °C a +45 °C
- Gestione controllata della temperatura
- Precisione della temperatura emessa
- Display touch con interfaccia multilingue

ZT CLINIC PRO


- Raffreddamento in 90 secondi
- Temperatura da -5° a +45°
- Gestione di 4 arti contemporaneamente

ZT CLINIC MED

- Raffreddamento in 7 minuti
- Temperatura da -5° a +45°
- Gestione di 2 arti contemporaneamente

ZT CUBE

- Raffreddamento in 20 minuti
- Temperatura da 0° a +40°
- Gestione di 2 arti contemporaneamente



LE FASCE ANATOMICHE

Il freddo/caldo vengono convogliati attraverso tubi coibentati e termo avvolgenti con strisce di velcro.

Le fasce anatomiche rimangono morbide in qualsiasi condizione e possono essere facilmente adattate alla parte da trattare.

Grazie all'utilizzo del tubo a "T", è possibile effettuare due trattamenti contemporaneamente in due parti differenti del corpo.

IL SISTEMA ZT CLINIC OFFRE UNA GAMMA COMPLETA DI FASCE SPECIFICHE PER OGNI PARTE DEL CORPO.





VUOI SAPERNE DI PIÙ SU ZT **CLINIC**?

CONTATTA il nostro ufficio commerciale

I nostri operatori risponderanno alle tue domande.

RICHIEDI un preventivo gratuito e senza impegno scrivendo all'indirizzo:

info@medisport.it

RICHIEDI informazioni anche dall'estero scrivendo all'indirizzo:


export@medisport.it

L'ESPERTO RISPONDE alle tue domande scrivi all'indirizzo:

expert@medisport.it

GUARDA le nostre referenze scientifiche sul nostro sito

www.medisport.it



Medisport S.r.l.
via Acque Alte 23
04010 Borgo Podgora (Latina) - Italy
Tel: +39 0773 636100
Fax: +39 0773 636002
www.medisport.it
info@medisport.it
<http://store.medisport.it>