

 LYMPHATOUGH®

PRESSIONE NEGATIVA

RISULTATI POSITIVI



RENDERE LA RIABILITAZIONE VELOCE E A MISURA DI PAZIENTE

LymphaTouch® è un dispositivo medico progettato per migliorare i risultati della riabilitazione. La pressione negativa e la vibrazione meccanica ad alta frequenza generate dal dispositivo migliorano il flusso linfatico nell'area trattata rendendo la terapia più veloce ed efficiente.*

Il trattamento *LymphaTouch®* fa una grande differenza sia per il professionista che per il paziente. Le aree di trattamento includono ad esempio gonfiori pre- e post-operatori, cicatrici, linfedema, lesioni acute, restrizioni fasciali, trattamenti di recupero, gestione del dolore e funzionalità articolare.

* Iivarinen J. T., Korhonen R. K., and Jurvelin J. S. (2013) Experimental and computational analysis of soft tissue mechanical response under negative pressure in forearm, *Skin Research & Technology*, John Wiley & Sons, DOI: 10.1111/j.1600-0846.2012.00652.x, Vol 19. Issue 1, pp. e356-e365



LymphaTouch® espande e allunga la cute e il tessuto sottocutaneo trazionando i filamenti di ancoraggio per dilatare le aperture endoteliali dei capillari linfatici.*

Contemporaneamente, l'espansione delle strutture fasciali e del tessuto connettivo crea spazio per la circolazione del sangue e il flusso della linfa.

LYMPHATOUCH®

TECNOLOGICA UNICA E BREVETTATA



**SICURO E
CONFORTEVOLE**



**LEGGERO E FACILE
DA USARE**



**FUNZIONI
REGOLABILI**



**RISULTATI
DIMOSTRABILI**



**CLINICAMENTE
TESTATO**

UNO STRUMENTO
VERSATILE PER

I PROFESSIONISTI DELLA RIABILITAZIONE

I risultati dei trattamenti LymphaTouch® sono clinicamente provati in diverse aree.

Vedi le nostre referenze e testimonianze di pazienti su lymphatouch.com

 **LYMPHATOUCH®**





ORTOPEDIA



SPORT



**MEDICINA
ESTETICA**



CARATTERISTICHE UNICHE DI LYMPHATOUCH®



LymphaTouch® TreatTouch 100™

Impugnatura di
trattamento
ergonomica e
versatile



LymphaTouch® APC

Controllo regolabile
delle pulsazioni e
della pressione



LymphaTouch® DuraBat

Alimentazione
per tutto il
giorno



LymphaTouch® IntelliTouch

Interfaccia utente
touch di nuova
generazione con
programmi di
trattamento
incorporati



LYMPHATOUCH® LT01

SPECIFICHE TECNICHE

DIMENSIONI	19 x 10 x 11,5 cm / 7.5 x 3.9 x 4.5 in.
PESO	1.1 kg / 2.43 lbs
REQUISITI DI ALIMENTAZIONE	Adattatore: 100-240 VAC, 50-60 Hz Uscita: 15Vdc, 2A, 30 W
BATTERIA	Batteria ricaricabile agli ioni di litio fino a 8 ore di uso continuo
DISPLAY	TFT LCD: 4.3" 800 x 480
IMPOSTAZIONE DELLA PRESSIONE NEGATIVA	Gamma di pressione 20-250 mmHg. Possibilità di aggiornamento a 350 mmHg.
PULSAZIONI E PRESSIONE	Gamma di pulsazioni 1-5 s
VIBRAZIONE AD ALTA FREQUENZA	Gamma di vibrazioni 20-90 Hz
TUBI DI TRATTAMENTO	10 mm, 35 mm, 50 mm, 60 mm, 80mm
TRATTAMENTO FILTRI A TAZZA	Filtri dell'aria di grado medico monouso per massimizzare l'igiene
CLASSIFICAZIONE	Dispositivo medico CE-MDD/93/42/EEC, Class 2a, CSA C22.2, FDA class I Exempt
STANDARD	ISO 13485:2016, IEC 60601-1, IEC 60601-1-11
GARANZIA	2 anni, escluse le batterie e gli accessori

Leggere sempre le controindicazioni e il manuale d'uso prima utilizzare il dispositivo. Se non se è sicuri dell'idoneità del dispositivo per il trattamento, chiedere sempre il parere di un professionista sanitario prima di iniziare il trattamento.

LymphaTouch Inc. | contact@lymphatouch.com | lymphatouch.com

© Copyright 2021 LymphaTouch Inc. MKTG-159-1. LymphaTouch® is a registered trademark of LymphaTouch Inc. All rights reserved.

